

# QUARTZO


**Raio-X Veterinário Portátil  
com Bateria.**



**Unidade de Raio-X**



**Controle Remoto**



**Placa DR**



**Disparador com Cabo**



**Notebook Dell®**

**MALA DE PROTEÇÃO**

Case de Proteção da  
Placa DR Incluso






**Tubo de Raio-X**

**Gerador**

**Colimador**

**Botão de Inicialização**

**Entrada do Carregador**



**Suporte para o disparador**

**Painel de Controle**

- Seleção APR predefinida: coelho, cachorro, cobra, gato, cavalo, papagaio/tartaruga;
- Configuração de parâmetros de exposição salvos;
- Indicador de status de exposição.

**até 8h de duração da bateria**

**2h carregamento**

Com uma excepcional qualidade de imagem e uma bateria de até 8 horas de duração o raio-x portátil Quartzo é o seu companheiro fiel para sua rotina diária. Acompanhado de uma placa DR com bateria de 8,5 horas de duração, eles formam um par perfeito para seu dia a dia.

A estrutura altamente integrada torna possível que o sistema seja facilmente transportado para qualquer lugar e posicionado livremente para atender às necessidades de imagens veterinárias.

Além disso, o conjunto é composto por materiais resistentes e duráveis, que protegem contra choques e sujeira, tornando-o ideal para radiografias volantes.



**2 kW | 90 kV | 32 mA | 32 mAs | 8,8 Kg**



**Santa Catarina**

Av. Marechal Castelo Branco, 65  
Conjunto 904 B  
Bairro Campinas  
São José - SC  
CEP 88.101-020  
Tel: +55 (48) 3380-9172

**São Paulo**

Rua Cayowaá, 759  
Conjunto 12  
Bairro Perdizes  
São Paulo - SP  
CEP 05.018-001  
Tel: +55 (11) 2387-4760